



第 1 步

常駐模式 (主模式)



平躺/停止

- ◆ 主要用於一般人或無法左右翻身的使用者
- ◆ 具(STOP)功能,開啟後可禁止平躺,在躺下時自動抬背



自動翻身

- ◆ 主要用於全癱及半癱患者
- ◆ 自動循環左翻、右翻、平躺,亦可禁止某側翻身動作、禁止平躺



居家應用

- ◆ 於休息想活動全身時使用
- ◆ 自動循環抬背、左翻、右翻、抬腿、平躺
- ◆ 亦可禁止某側翻身動作

第 2 步

情境模式 (次模式)



抬背餵食

- ◆ 於由口餵食或管灌餵食時輔助抬起背部+腿部
- ◆ 抬背角度最大70度、抬腿角度最大35度,間隔5度
時間可調60~120分鐘+不限時,間隔15分鐘



左翻拍背

- ◆ 於需要為臥床者拍背時輔助抬起左半部身體
- ◆ 角度最大可升至60度,每段間隔5度。
時間可調15~60分鐘+不限時,間隔15分鐘



抽痰餵水

- ◆ 於需要抽痰、餵水、餵藥時輔助抬起背部+腿部
- ◆ 抬背角度最大70度、抬腿角度最大35度,間隔5度
時間可調5~30分鐘+不限時,間隔5分鐘



右翻拍背

- ◆ 於需要為臥床者拍背時輔助抬起右半部身體
- ◆ 角度最大可升至60度,每段間隔5度。
時間可調15~60分鐘+不限時,間隔15分鐘



舒活減壓

- ◆ 於有全身活動需求時使用
- ◆ 自動循環抬背、左翻、右翻、抬腿、平躺
- ◆ 亦可禁止某側翻身動作



尿布更換

- ◆ 於需要更換尿布時使用,完全平躺
- ◆ 時間可調5~30分鐘+不限時,間隔5分鐘



抬腿修甲


- ◆ 於需要為臥床者修剪腳指甲時輔助抬起腿部
- ◆ 角度最大可升至35度,每段間隔5度。
時間可調15~60分鐘+不限時,間隔15分鐘



零壓坐姿

- ◆ 於需要減少全身壓力時使用,同時抬腿抬背
- ◆ 抬背角度最大70度、抬腿角度最大35度
時間可調30~120分鐘+不限時,間隔30分鐘

常駐模式



情境模式
常用物理按鈕

設定用旋鈕

隨時切換模式

常駐模式進行中時可隨時切到情境模式,當情境模式定時結束時,將自動切回常駐模式。

自動記憶功能

自動翻身模式具有記憶功能,可記憶起切換時做到的動作及時間,當插斷模式定時結束時回到自動翻身時,將自動接續動作及時間。

角度、時間可自由設定 (設定功能建議僅供技術管理人員操作)

角度、時間可在最大值內自由設定,設定為透過銀色旋鈕進行操作,設定完成後即可以物理按鍵一鍵啟用模式。

可客製化情境按鈕 (可付費加購客製化服務)

情境模式可依照客戶需求客製化新增更多模式,並且亦可根據客戶需求將常用模式設定為物理按鈕。