



護理機

-管道清潔模式使用教程





目錄

01

準備
工作

02

操作
步驟

01 準備工作



準備100cc消毒水
(含氯消毒水)



取出清潔蓋



確認淨水桶中，
水位達到一半以上



確認污水桶中，
污水低於一半以下

消毒水

清潔蓋

淨水桶

污水桶

02

操作步驟



在首頁點擊軟管清潔按鈕



介面出現選項提示



工作頭正面朝上，並傾斜，
在凹陷處倒入消毒水
(管道下方鋪上布或墊子，以防
管道變髒)

01

02

03


02 操作步驟



蓋上清潔頭
(對準插入後，將兩側翹曲按壓
平整，朝上平放，即安裝到位)



再次跳出提示，確認前面
步驟完成後，點選「是」，即
可開始清潔
(清潔時間大約為半個小時)



跳出圖片上視窗後，清潔完畢

04

05

06